

TS1


TS2



Treatment*

F35

F40



Finishing**

CE 0459



MICRO-MEGA® 5-12 rue du Tunnel - 25006 Besançon Cedex - France - Tel. +33 (0)3 81 54 42 42 - www.micro-mega.com

EN

Endodontic sequence for treatment* and finishing**
Working Length (WL)
Rotation speed: 250 - 400 rpm
For professional dental use only

Do not use if package is damaged

FR

Séquence endodontique pour traitement* et finition**
Longueur de Travail (WL)
Vitesse de rotation : 250 - 400 tr/min
Usage dentaire professionnel uniquement

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

DE

Endodontische Sequenz für Erstbehandlung* und abschließende Wurzelkanalarbeitung**
Arbeitslänge (WL)
Motorgeschwindigkeit: 250 - 400 U/min
Nur für die zahnmedizinische anwendung

Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist

ES

Secuencia de endodoncia para tratamiento* y acabado**
Longitud de trabajo (WL)
Velocidad de rotación: 250 - 400 rpm
Solo para uso dental profesional

No utilizar si el envase está dañado

DA

Rodbehandlingssekvens for behandling* og afslutning**
Arbejdslængde (WL)
Rotationshastighed: 250 - 400 rpm
Kun til professionel dental brug

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget

IT

Sequenza endodontica per trattamento* e rifinitura**
Lunghezza di Lavoro (WL)
Velocità di rotazione: 250 - 400 rpm
Solo per uso dentistico professionale

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

PT

Sequência endodôntica para tratamento* e acabamento**
Comprimento de Trabalho (WL)
Velocidade de rotação: 250 - 400 rpm/min
Unicamente para utilização dentária profissional

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

HU

Endodonciai kezeléssorozat a kezelés* és a befejezés** érdekében!
Munkahossz (WL)
Forgási sebesség: 250 - 400 ford./perc
Kizárólag professzionális fogorvosi használatra.

Ne használja, ha a csomagolás sérült

SV

Endodontisk sekvens för behandling* och polering**
Arbetslängd (WL)
Rotationshastighet: 250 - 400 rpm
Endast för yrkesmässig tandvård

Använd inte om förpackningen är skadad

JA

歯内療法の一連の治療*と仕上げ**作業長 (WL)
回転速度: 250 - 400 rpm
歯科医療従事者のみの使用

外箱に破損がある場合は使用しないでください

FI

Endodonttinen sekvenssi hoitoon* ja viimeistelyyn**
Työskentelypituus (WL)
Pyörimisnopeus: 250 - 400 kierr./min
Vain hammaslääketieteen ammattilaisten käyttöön

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut

ET

Endodontiline järjestus juurekanali raviks* ja viimistlemiseks**
Tööpikkus (WL)
Rotatsioonikiirus: 250-400 p/min
Ainult professionaalseks hambaravilaseks kasutamiseks

Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud

CS

Endodontická sekvence pro ošetření* a konečnou úpravu**
Pracovní délka (WL)
Rychlost otáček 250 - 400 ot./min
Pouze pro profesionální zubní použití

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

NL

Endodontische sequentie voor de behandeling* en afwerking**
Werklengte (WL)
Rotatiesnelheid: 250 - 400 rpm
Alleen voor gebruik in de tandheelkundige praktijk

Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is

PL

Sekwencja endodontyczna zabiegu* i wykończenia**
Długość robocza (WL)
Prędkość obrotowa: 250 - 400 obr./min.
Tylko do profesjonalnego zastosowania
dentystycznego

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone


KO

근관 치료* 및 마무리** 순서
작업 길이 (WL)
회전 속도: 250 ~ 400 rpm
치과 전용

포장이 손상되었을 경우 사용하지 마십시오

TS1


TS2



Treatment*

F35

F40



Finishing**



MICRO-MEGA® 5-12 rue du Tunnel - 25006 Besançon Cedex - France - Tel. +33 (0)3 81 54 42 42 - www.micro-mega.com

CE 0459

SL

Endodontsko zaporedje za zdravljenje* in končno obdelavo**
Delovna dolžina (WL)
Hitrost vrtenja: 250-400 vrt./min
Samo za profesionalno dentalno zdravljenje

Ne uporabiti, če je embalaža poškodovana

EL

Διαδοχικά στάδια* της ενδοδοντικής θεραπείας και τελικής επεξεργασίας**
Μήκος εργασίας (WL)
Ταχύτητα περιστροφής: 250 - 400 στροφές/λεπτό
Για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση μόνο

Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορά

BG

Ендодонтска процедура за лечение* и оформяне/завършване**
Работна дължина (WL)
Скорост на въртене: 250 - 400 об./мин.
Само за професионална дентална употреба

Да не се използва, ако опаковката е повредена

SK

Postupnosť pre endodontické ošetrenie* a dokončenie**
Pracovná dĺžka (WL)
Otáčky: 250 - 400 ot./min.
Len na profesionálne dentálne použitie

V prípade, že je obal poškodený, výrobok nepoužívajte

TR

Tedavi* ve bitirme** için endodontik sekans
Çalışma boyu (WL)
Rotasyon hızı: 250 - 400 rpm
Sadece profesyonel dental kullanım içindir

Paketin hasarlı olması durumunda kullanmayınız

AE

مرحلة طب الأسنان اللبي للمعالجة* والأداء الختامي**
طول العمل (WL)
سرعة الدوران: 250-400 دورة/دقيقة
مخصص لمهنيي طب الأسنان فقط

عدم استعماله إذا كان الغلاف متلفاً

RO

Succesiune de proceduri endodontice pentru tratament* și finisare**
Lungimea de lucru (WL)
Viteză de rotație: 250 - 400 rpm
Numai pentru uz profesional stomatologic

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat

ZH


牙髓治疗*与修整**顺序
工作长度 (WL)
转速: 250-400 转/分钟
注意: 根据美国联邦法规定, 此类器械仅能提供或销售给牙医并且只能在牙科学领域使用。

如果包裹损坏, 请不要使用

RU

Последовательность операций при эндодонтической терапии* и финишной обработке**
Рабочая длина (WL)
Скорость вращения: 250 - 400 об./мин.
Стоматологический инструмент исключительно для профессионального использования

Не использовать, если упаковка повреждена



Sterilized using ethylene oxide / Stérilisé en utilisant l'oxyde d'éthylène

Year of CE-marking / Année apposition marquage CE : 2017



Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at the specified temperature / Stérilisable dans un stérilisateur à vapeur d'eau (autoclave) à la température spécifiée

CAUTION: USA Federal law restricts this device to the sale by or on the order of a dentist.